

BECKMAK SCREEN PLUS

DESODORIZANTE DE URINOL

Propriedades

Base perfumada para aplicação em urinóis. As suas fragrâncias específicas permitem que, logo após retirar a peça do plástico protetor, comece a libertação que irá desodorizar o urinol durante semanas. Não se dissolve e evita a entrada de detritos nas canalizações. Disponível em 3 fragrâncias distintas e muito agradáveis facilmente identificáveis pelas cores.

- Design adequado para um bom escoamento da urina;
- Sem capacidade para se dissolver;
- Aroma agradável.

Aplicações e Modos de Utilização

Colocar uma base no urinol de forma a que a parte lisa fique para baixo e a parte com picos fique para cima. Substituir por uma base nova quando não se sentir fragrância no ar.

Composição

- Composto por matérias plásticas e fragrâncias.

Especificações

Parâmetros	Valores	Unidades
Aspetto a 20°C	Base plástica perfumada com dimensões 170x167mm	-
Cor	Verde, Azul e Laranja	-
Odor	Notas frescas verdes/pinho, notas cítricas e flores brancas e notas frutais	-

Conservação e Armazenagem

Manter o produto na embalagem original bem fechada, em local fresco e ao abrigo da luz solar.

Conselhos de Segurança

Consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto.

Códigos / Embalagens

Beckmak Screen Desodorizante de Urinol **Verde** (Caixa de 10 unidades) (07078);
Beckmak Screen Desodorizante de Urinol **Laranja** (Caixa de 10 unidades) (07079);
Beckmak Screen Desodorizante de Urinol **Azul** (Caixa de 10 unidades) (07080).



USO PURO